

Razones para elegir la serie MASTER



Introducción

El nombre "MASTER" lo dice todo. La serie MASTER se integra de 72 años de fabricar instrumentos de calidad. Estudios realizados por ATAGO han analizado muy de cerca las peticiones de los usuarios en 154 países alrededor del mundo y la serie MASTER es la creación de este profundo análisis. La serie MASTER cumple con las expectativas de nuestros usuarios al 100%. ATAGO desea diseñar los mejores refractómetros de mano.

1. Resistente al agua

El concepto de que la unidad análoga puede ser lavada es sensacional. Después de medir la muestra puedes limpiar el refractómetro debajo del agua del grifo. El Nuevo estructural diseño de esta unidad permite ser lavado cuando sea necesario.

2. Visibilidad

El Uso eficiente de una unidad análoga depende de que tan fácil se pueda leer el valor de las medidas. Con los estudios realizados y la utilización de ópticos de calidad, el resultado ha sido que puedas ver a través del ocular la escala de las medidas muy claramente en donde la línea del limite intersecta la línea de la memoria en la escala. También los números de la escala son grandes y fáciles de leer. La imitación de instrumentos fabricados en China no se pueden comparar con la durabilidad, calidad o exactitud de nuestros instrumentos ATAGO. Nosotros mantenemos altos estándares de calidad y ponemos atención a los pequeños detalles por lo que eso nos diferencia de los demás.

3. Libre de contaminación

La serie MASTER también se ha diseñado con agarradera suave y fácil de limpiar, eliminando la posibilidad de que se le meta comida u otras muestras, que resultaría en el crecimiento de bacterias y suciedad. El diseño del acero y la fibra de carbono tienen un estilo funcional.

4. Compensación Automática de Temperatura

El sistema de la compensación Automática de Temperatura (ATC) ha sido renovada y mejorada. Este nuevo sistema permite que la serie MASTER sea más exactitud por lo que hace que sea mejor que las unidades similares. Durante el desarrollo de la serie MASTER, había muchos problemas debido a la recolección de los datos de las pruebas incontables y muchos otros problemas más. Debido a este proceso ATAGO ha aplicado para una patente en el diseño de mejoramiento del sistema ATC. Últimamente la serie MASTER lee con más exactitud que ninguna otra unidad en el mercado.

5. Resistencia

La serie MASTER ha pasado la prueba de resistencia al agua, resistencia al polvo y la prueba de gotas de agua. Los instrumentos fueron sujetos a los jets del agua dejándolos caer desde un metro de altura en cuatro direcciones en una superficie de roble y estos soportaron los cambios de la presión del aire. La única parte de reemplazo de la serie MASTER es la tapa (daylight plate) y el instrumento no utiliza partes o materiales consumibles, por lo que así reduce al mínimo el costo de cambiar las partes.

6. Distribución Automática de la Muestra (ASD)

Personas que frecuentemente usan refractómetros han notado que la tapa (daylight plate) puede intervenir cuando pones la muestra en el prisma. Para resolver este problema, ATAGO ha diseñado una nueva cubierta en forma de cuchara que permite que la muestra cubra el prisma sin tener que levantar la tapa (La patente Concedió).

7. Reparación y Servicio

ATAGO ha establecido una red cercana de nuestros cliente, lo que nos permite proveer un excelente soporte de servicio al cliente. Cuando los instrumentos ATAGO necesitan servicio no solamente cada cliente es tratado con respecto, sino que también proveemos método detallado de uso específico, sugerencias en muestras y toma de medidas, basado en las necesidades individuales de cada cliente. ATAGO no solamente ofrece soporte a los instrumentos si no también el apoyo a todos nuestros valiosos clientes. ATAGO tiene excelentes centros de servicio en todo el mundo.

8. Reputation de Calidad

ATAGO ha construido una firma de reputación de confiabilidad y calidad durante 72 años de historia. Somos una fuerte compañía que exporta a más de 154 países, con una expectativa de crecimiento. Hemos recibido la certificación ISO.

En ATAGO estamos seguros que la serie MASTER sobrepasara sus expectativas.



Head Quarters: 32-10 Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 173-0001 Japan

TEL:81-3-3964-6156 Fax:81-3-3964-6137

<http://www.atago.net/> overseas @ atago.net

