



Refractómetro digital de "bolsillo"

PAL-LOOP

Modelo especial de aniversario! NUEVA función de medir continuamente cambiara los métodos tradicionales de medición.

¡Lecturas continuas y fáciles!

Al presionar el botón START, lecturas son tomadas cada segundo.

¡Opción convencional de medición!

2 opciones hechas para satisfacer sus necesidades – seleccione ya sea el nuevo modo de medición continua o el modo convencional.



Características

- 2 modos de medición
- Calibración con agua solamente
- El tiempo de medición es solo 3 segundos
- Resistente al agua (IP65)
- Ligero y compacto, 100g
- Ergonómicamente diseñado para una fácil operación
- Estuche de protección
- Compensación Automática de Temperatura (ATC)
- Diseñado para utilizar su cinta preferida y transportarlo fácilmente



Puede ser lavado bajo el agua del grifo

TAMAÑO REAL

Método de Medición



Ponga la muestra en el área de muestreo.



Presione el botón START.



El valor de la medida se mostrará en solo 3 segundos. El PAL-LOOP tomara mediciones continuas, mostrando la medicion en valor brix cada segundo.

Especificaciones

| | |
|-----------------------------------|---|
| Modo de medición | : ① Regular (una medición) ② Continua (mide y muestra repetidamente) |
| Rango de Medida | : Brix 0.0 a 85.0% |
| Resolución | : Brix 0.1% |
| Exactitud de Medida | : Brix ±0.2% |
| Repetición | : Brix ±0.1% |
| Temperatura Ambiente | : 10 a 40°C |
| Temperatura de Medida | : 10 a 75°C (Compensación Automática de Temperatura) |
| Volumen de la Muestra | : 0.3ml o mas |
| Tiempo de Medición | : 3 segundos |
| Fuente de Poder | : 2 × Baterías tipo AAA |
| Vida de la Batería | : Aproximadamente 11,000 medidas (Usando una nueva batería alcalina) |
| Clase de Protección Internacional | : IP65 |
| Dimensión y Peso | : 55(W) × 31(D) × 109(H)mm, 100g |

Todos los productos ATAGO son fabricados y diseñados en Japón.



Los productos ATAGO son reconocidos por: HACCP, GMP y GLP.

ATAGO CO.,LTD.

Headquarters: 32-10, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 173-0001 Japan
TEL: 81-3-3964-6156 FAX: 81-3-3964-6137
overseas@atago.net http://www.atago.net/

ATAGO U.S.A., Inc.

12011 NE First Street, Bldg. C, Suite 110 Bellevue, WA 98005
TEL: 1-425-637-2107 FAX: 1-425-637-2110
customerservice@atago-usa.com http://www.atago.net/

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.

A-501, Mangal Aarambh Business Centre, Near Kora Kendra, Off. S.V. Road, Borivali (West), Mumbai-400 092 India
TEL: 91-22-2833-8038 / 8076 FAX: 91-22-2899-8164
customerservice@atago-india.com



*Especificaciones y apariencia están sujetas a cambio sin previo aviso.