

Refractometro digital de "bolsillo"

65th Aniversario

PAL-α

Cat.No.3840

Modelo especial de aniversario con un amplio rango de 0 a 85%!!



TAMAÑO REAL

Método de medición



Ponga la muestra en el área de muestreo.



Presione la tecla START.



El valor de la medida se mostrara en solo 3 segundos.

Aplicación

- * En los campos y huertas de frutas y verduras.
- * En plantas de producción de bebidas (jugo de frutas, café, etc.) y alimentos (salsa de soya, sasonadores, sopas, mermelada miel maple, etc.)
- * En los supermercados
- * En restaurantes y tiendas
- * En escuelas preparatorias o universidades como material didáctico

Características

- * Calibración con agua solamente
- * El tiempo de medición es solo 3 segundos
- * Extremadamente resistente al agua (IP65)
- * Ligero y compacto, 100g
- * Ergonómicamente diseñado para una fácil operación
- * Estuche de protección
- * Compensación Automática de Temperatura (ATC)
- * Diseñado para utilizar su cinta preferida y transportarlo fácilmente



Puede ser lavado bajo el agua del grifo

Especificaciones

Rango de Medida	: Brix 0.0 a 85.0%
Resolución	: Brix 0.1%
Exactitud de medida	: Brix ±0.2%
Temperatura ambiente	: 10 a 75°C (Automatic Temperature Compensation)
Volumen de la muestra	: 0.3ml o mas
Tiempo de medición	: 3 segundos
Fuente de alimentación	: 2 × Baterías tipo AAA
Vida de la batería	: Aproximadamente 11,000 medidas (Usando una nueva batería alcalina)
Clase de Protección Internacional	: IP65
Dimensión y peso	: 55(W) × 31(D) × 109(H)mm, 100g

Todos los productos ATAGO están fabricados y diseñados en Japón.

HACCP G.M.P. G.L.P.

ATAGO products are acknowledged by HACCP, G.M.P. and G.L.P.

ATAGO CO., LTD.

Headquarters: 32-10, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 173-0001 Japan
TEL: 81-3-3964-6156 FAX: 81-3-3964-6137
overseas@atago.net http://www.atago.net/

ATAGO U.S.A., Inc.

12011 NE First Street, Bldg. C, Suite 110 Bellevue, WA 98005
TEL: 1-425-637-2107 FAX: 1-425-637-2110
customerservice@atago-usa.com http://www.atago.net/

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.

A-501, Mangal Aaramb Business Centre, Near Kora Kendra, Off. S.V. Road, Borivali (West), Mumbai-400 092 India
TEL: 91-22-2833-8038 / 8076 FAX: 91-22-2899-8164
customerservice@atago-india.com



*Especificaciones y apariencia están sujetas a cambio sin previo aviso.