

Gründe die MASTER Serie zu wählen



Vorstellung

Der Name "MASTER" sagt schon alles. Die MASTER Serie beinhaltet 69 Jahre Erfahrung in der Herstellung in dieser Art von Meßinstrumenten. Die Forscher von ATAGO haben die Anregungen und Bedürfnisse der Benutzer in über 154 Ländern der Erde in die Forschung und Entwicklung der MASTER Serie eingebunden.

1. Wasserresistent

Das Konzept einer abwaschbaren analogen Handmeßgerätes ist außergewöhnlich. Nach dem Messen kann das Gerät einfach unter einem Wasserhan abgewaschen werden. Durch das neue strukturelle Design des Gerätes kann es jederzeit abgewaschen wann immer es notwendig ist.

Die MASTER Serie ist ein Inbegriff für Benutzerfreundlichkeit.

2. Sicht

Die Effizienz eines analogen Grätes hängt im großen Teil davon ab wie leicht die Meßwerte abgelesen werden können. Durch umfangreiche Forschung und der Anwendung von Qualitätsoptik, ist das Resultat eine Ansicht der Maßskala, welche sehr hell ist und durch den hohen Kontrast leicht zu erkennen ist, wo die Grenzen der Skalierlinien überschritten werden.

Die Nummern der Skala sind groß und leicht abzulesen. Nachgemachte Instrumente aus China können nicht mit der Haltbarkeit, der Qualität oder der Genauigkeit der ATAGO Instrumente verglichen werden. Hohe Qualitätsstandards und die Aufmerksamkeit zum Detail sind ein Unterschied, der so deutlich zu sehen ist wie die Skala der MASTER Serie.

3. Vermutungsfrei

Die MASTER Serie wurde außerdem mit einem weichen und leicht zu reinigenden Griff ausgerüstet, welcher verhindert, daß sich Reste von Proben festsetzen, welche ein Entstehen von Bakterien hervorrufen können. Das Edelmetal und Carbon Fiber Design ist nicht nur praktisch sondern auch sehr stylisch.

4. Automatische Temperatur Kompenstation

Das automatische Temperaturkompensationsystem (ATC) wurde ebenfalls überholt und verbessert.

Das neue System der MASTER Serie erlaubt präziseres Messen gleicher Einheiten. Während der Entwicklung der MASTER Serie waren viele Diskussionen über die Datensammlung der unzähligen Tests und wiederholte Hindernisse, die unser Entwicklungsteam und überwinden mußte. Durch diesen Prozeß hat ATAGO ein Patent für das verbesserte ATC System erworben. Die MASTER Serie ist ultimativ das akkurateste Gerät verglichen mit anderen Geräten die es gibt.

5. Stabilität

Die MASTER Serie bestand alle Wasserresistenz, Staubresistenz und Falltests. Die Instrumente wurden von 4 Seiten mit Wasserjetstrahlen besprüht und aus 1m Höhe auf eine Eichenplatte fallengelassen und hielt auch dem Luftdruckwechsel in Flugzeugen stand.

Das Einzige Teil der MASTER Serie welches ausgewechselt werden kann ist die Tageslichtplatte, so daß die Unterhaltungskosten für Ersatzteile auf ein Minimum gehalten werden können.

6. Automatischer Probeverteiler (A.S.D.)

Leute die regelmäßig Refraktometer werden bemerkt haben, daß sich nach dem Schließen der Tageslichtplatte die Probe nicht gut verteilt ist. Um dieses Problem zu lösen hat ATAGO eine löffelförmige Spitze entwickelt, durch diese es einfach ist die Probe aufzutragen und sich die Probe auch selbstständig über das Prisma verteilt. Dieses macht das Instrument noch mehr bedienungsfreundlich. (Patent Pending)

7. Reparatur und Service

ATAGO hat ein breites Netz von Kunden aufbauen koennen, indem es ausgezeichnete Kundendienstunterstützung leistet. Der Service beim Kauf von ATAGO Instrumenten ist nicht nur jeder einzelne Kunde, welcher mit Respekt behandelt wird, sie werden außerdem mit ausführlichen Methoden und Benutzer - spezifischen Vorschlägen die zur Messung einer Probe auf jeden Kunden individuell abgestimmt werden versorgt. ATAGO hat nicht nur die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit der Instrumente als Ziel sondern auch den Support zu unseren geschätzten Kunden. ATAGO hat dafür weltweit hervorragende Autorisierte Service Center zu Ihrer Unterstützung.

8. Renommee für Qualität

ATAGO hat ein festes Firmenrenommee für Zuverlässigkeit und Qualität während seiner 69-jährigen Geschichte erreicht. Wir sind eine starke Firma, die in über 154 Länder mit anhaltenden Wachstumerwartungen exportiert. Wir haben ISO Zertifikate empfangen, und unser integriertes System für die Produktion und Marketing unsere Produkte basiert auf "Plan-Do-Check-Act" Zyklus, welcher für die Promotion des Namens ATAGO steht.

Wir von ATAGO sind überzeugt, daß die MASTER Serie Ihre Erwartungen übertrifft wird.



Headquarters: 32-10 Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 173-0001 Japan
TEL: 81-3-3964-6156 Fax: 81-3-3964-6137
<http://www.atago.net/> overseas @ atago.net

