

簡単

高性能

デジタル表示

ポケット屈折計PAL-RIは、
カンタン操作で薬品や
化学製品の屈折率をデジタル表示します。
また、温度も続けて表示します。


ポケット屈折計

Cat.No.3850

PAL-RI

実際の測定値の表示例

屈折率1.3425 温度20°Cの表示例



各表示画面は
0.8秒の切り替えで
繰り返し表示します。

水で丸洗いできて衛生的!!



実物大

特徴

- サンプルは2~3滴でOK
- 測定時間はわずか3秒
- 片手で操作できる先進デザイン
- わずか100gの軽量タイプ
- 携帯に便利なストラップを取付可能
- 水で丸洗いできる防水仕様(IP65)
- 保管用ケース付き
- 電池残量表示機能付

主な仕様

測定範囲：屈折率 1.3306~1.5284 温度5~45°C
 分解能：屈折率 0.0001 温度 0.1°C
 測定精度：屈折率±0.0003(20°C水において)、温度±1°C
 使用环境温度：10~40°C
 電源：単4アルカリ電池×2
 電池寿命：約11,000回測定
 防水保護等級：JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65
 寸法・重量：5.5×3.1×10.9cm 100g(本体のみ)

※表示された屈折率は温度補正を行なっていません。表示された測定温度についての屈折率です。

アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本でなっています。

HACCP GMP GLP アタゴ製品はHACCP、GMPおよびGLPシステムに適應できます。

株式会社 **アタゴ**

本社/東京都板橋区本町32-10 (〒173-0001)
 TEL : 03-3964-6131 FAX : 03-3964-6137
 http : //www.atago.net/ eigyo@atago.net

関西支店/兵庫県神戸市中央区港島中町4-1-1 ポートアイランドビル3階
 TEL : 078-954-7651 FAX : 078-302-8856
 深谷工場/埼玉県深谷市小前田501
 TEL : 048-581-7788 FAX : 048-581-3686



※本器の外観及び仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

ATAGO U.S.A., Inc. ATAGO BRASIL Ltda.
 ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd. ATAGO ITALIA s.r.l.
 ATAGO (THAILAND) Co., Ltd. ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.