

簡単 高性能 デジタル表示

ポケット屈折計PAL-RIは、
カンタン操作で薬品や
化学製品の屈折率をデジタル表示します。
また、温度も続けて表示します。


ポケット屈折計

Cat.No.3850

PAL-RI

実際の測定値の表示例

屈折率1.3425 温度20℃の表示例



各表示画面は
0.8秒の切り替えて
繰り返し表示します。

水で丸洗いできて衛生的!!



GOOD DESIGN



実物大

¥30,000 (消費税別)

特徴

- サンプルは2~3滴でOK
- 測定時間はわずか3秒
- 片手で操作できる先進デザイン
- わずか100gの軽量タイプ
- 携帯に便利なストラップを取付可能
- 水で丸洗いできる防水仕様 (IP65)
- 保管用ケース付き
- 電池残量表示機能付

主な仕様

測定範囲: 屈折率 1.3306~1.5284 温度 5~45°C
 分解能: 屈折率 0.0001 温度 0.1°C
 測定精度: 屈折率 ±0.0003 (20°C水において)、温度 ±1°C
 使用环境温度: 10~40°C
 電源: 単4アルカリ電池×2
 電池寿命: 約11,000回測定
 防水保護等級: JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65
 寸法・重量: 5.5×3.1×10.9cm 100g (本体のみ)

※表示された屈折率は温度補正を行っていません。表示された測定温度についての屈折率です。

アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本で行なっています。

株式会社 アタゴ

<http://www.atago.net/> eigy@atago.net

ATAGO U.S.A., Inc.
 ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.
 ATAGO THAILAND Co., Ltd.
 ATAGO BRASIL Ltda.
 ATAGO ITALIA s.r.l.
 ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.
 ATAGO RUSSIA Ltd.

本社 / 〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー 23階
 関西支店 / 〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町4-1-1 ポートアイランドビル 10階
 九州支店 / 〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27 福岡AIビル 8階
 深谷工場 / 〒369-1246 埼玉県深谷市小前田501

TEL: 03-3431-1940 FAX: 03-3431-1945
 TEL: 078-954-7651 FAX: 078-302-8856
 TEL: 092-833-3033 FAX: 092-833-3034
 TEL: 048-581-7788 FAX: 048-581-3686

HACCP GMP GLP

アタゴ製品は HACCP, GMP, および GLPシステムに適合できます。



※製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。