

Цифровой «карманный» рефрактометр

Выпускается
65 лет

PAL-α

Кат. №. 3840



Реальный размер

Применение

- * Присборе урожая на овощных полях и фруктовых садах
- * При производстве напитков (фруктовых соков, кофе, безалкогольных напитков и тд) и продуктов питания (соевого соуса, соусов, приправ, супов, джема, мармелада, кленового сиропа и тд)
- * При упаковке фруктов и овощей и их при приемке в супермаркете
- * В ресторанах и магазинах
- * В школах и университетах, как учебный материал

Характеристики

- * Обнуление прибора только с помощью воды
- * Результат измерения через 3 секунды
- * Защита от воды (класс защиты IP65)
- * Легкий и компактный, 100 г
- * Эргономичный дизайн для легкой работы одной рукой
- * Кейс для хранения
- * Автоматическая температурная компенсация (АТС)
- * Специальное ушко для крепления шнура



Метод измерения



Капните 2-3 капли образца на поверхность призмы



Нажмите клавишу START.



Измеренное значение появится на дисплее через 3 секунды.



Спецификация

Диапазон измерения	: 0.0-85.0% Brix
Разрешение	: 0.1% Brix
Точность	: ±0.2% Brix
Температура окружающей среды	: 10 - 40°C
Температура образца	: 10 - 75°C
	(автоматическая температурная компенсация)
Объем образца	: 3мл и более
Время измерения	: 3 секунды
Питание	: алкалиновая батарейка AAA x 2штуки
Время работы батарейки	: примерно на 11000 измерения (при использовании новых батареек)
Класс защиты	: IP65 Водозащищенный
Размеры и вес, ШxВxД	: 55x31x109мм, 100 г

Все рефрактометры ATAGO разработаны и произведены в Японии.



Продукция ATAGO удовлетворяют стандартам HACCP, GMP, и GLP.

ATAGO CO.,LTD.
Headquarters: 32-10, Honcho, Itabashi-ku,
Tokyo 173-0001 Japan
TEL : 81-3-3964-6156 FAX : 81-3-3964-6137
overseas@atago.net http : //www.atago.net/

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.
TEL: 91-22-2833-8038 / 8076
customerservice@atago-india.com

※Спецификации и вид могут изменяться без оповещения.

ATAGO (THAILAND) Co.,Ltd.
TEL : 662-982-8718-9
customerservice@atago-thailand.com



ATAGO U.S.A.,Inc.
TEL : 1-425-637-2107
customerservice@atago-usa.com

ATAGO BRASIL Ltda.
TEL : 55 16 3916-6000
customerservice@atago-brasil.com

ATAGO ITALIA s.r.l.
TEL : 39 2 36557267
customerservice@atago-italia.com