

	品質		調整 pH 標準液の組成
	規格 pH 標準液	調整 pH 標準液	
しゅう酸塩 pH 標準液	"JIS K 0018 の第 1 種 または第 2 種 "	"6.3 によって 調整したもの "	0.05mol/l 四しゅう酸 カリウム水溶液
フタル酸塩 pH 標準液	"JIS K 0019 の第 1 種 または第 2 種 "		0.05mol/l フタル酸カリウム 水溶液
中性りん酸塩 pH 標準液	"JIS K 0020 の第 1 種 または第 2 種 "		"0.025mol/l りん酸二水素 カリウム水溶液 0.025mol/l りん酸水素 二ナトリウム水溶液 "
りん酸塩 pH 標準液	"JIS K 0023 の第 1 種 または第 2 種 "	—	—
ほう酸塩 pH 標準液	"JIS K 0021 の第 1 種 または第 2 種 "	"6.3 によって 調整したもの "	0.10mol/l 四ほう酸ナトリウム (ほう砂) 水溶液
炭酸塩 pH 標準液	"JIS K 0022 の第 2 種 "		"0.025mol/l 炭酸水素ナトリウム 0.025mol/l 炭酸ナトリウム 水溶液 "