

## 為什麼要選擇"MASTER 大師"系



### 介紹

"MASTER 大師" 這個名稱本身就代表了一切, 是 ATAGO 76 年製造經驗彙聚而成的最新產品, 是 ATAGO 的研究人員綜合了全球 154 多個國家的使用者的需求廣泛研究和發明的結果。"MASTER 大師" 系列對於使用者而言是一款可以完全滿足使用要求的產品, 而對 ATAGO 的研究人員而言則是手持式折射計完美設計的代表。

#### 1. 防水性能

"MASTER 大師" 系列推出了手持式產品可流水沖洗的全新理念。測定之後, 您可以直接在水龍頭下流水清洗, 全新的設計構造充分保證產品可在任何條件下的被直接沖洗。"MASTER 大師" 系列具有良好的使用性能。

#### 2. 視野

儀器能否被高效率地使用很重要的一個因素是測量結果的易讀性。藉由廣泛的研究和使用高質量的光學部件, "MASTER 大師" 系列刻度視野明亮, 分界對比度強, 讀數清晰易讀, 保持了產品的高質量及對細節的注重, 普通產品在耐久性、質量及準確性等方面很難與 ATAGO 的產品媲美。

#### 3. 抗菌性能

"MASTER 大師" 系列的握把平滑、易于清潔, 可有效防止因食物或其它被測樣品粘附而造成的汙染及細菌滋生。機身採用鋼及碳素纖維材料, 既保證了儀器良好的性能亦體現了設計的現代化風格。

#### 4. 自動溫度補償

"MASTER 大師" 系列的自動溫度補償功能也經過了改良, 新的設計使測量結果更精度。研發過程中, 我們的研發隊伍經過了長時間的數據采集、重複論證, 克服了無數次的挫敗, 終于設計出了全新的 ATC 系統, 而 "MASTER 大師" 系列的測量精度也將超過市場上任一類同類產品。

## 5. 耐用

"MASTER 大師" 系列已經通過各類防水、防塵及跌落測試，包括耐受來自四個方向的水的噴射、從一米高處跌落至橡木平台，或一個大氣壓的變化。"MASTER 大師" 系列沒有耗材或易損部件，唯一有可能損壞的部件只是磨砂的樣品蓋，這樣可將產品的維護費用降至最低。

## 6. 自動樣品延展功能 (ASD)

經常使用折射計的人會注意到，樣品蓋會妨礙樣品的放置。為解決這一問題，ATAGO設計了匙形的樣品槽，這樣樣品容易滴加，並且可以依靠它幫助樣品延展至整個稜鏡。這樣的設計為使用者的操作提供了更大的方便(專利申請中)。

## 7. 售後服務

ATAGO已經建立了一個優質的服務網絡，提供有針對性的優質服務，不僅僅局限于產品的維修，還包括產品的使用指導及樣品測量方法的建議。ATAGO在全球設置了多個經過認證的服務中心，在服務產品的同時，亦為客戶提供專業的協作。

## 8. 質量信譽

ATAGO在它76年的生產歷史中，為產品建立了良好的質量信譽。我們正處于強勁的發展中，產品出口量持續增長，遍及154多個國家和地區。我們已通過ISO認證，基于 "計劃-實施-檢查-行動" 的良性循環中的生產和銷售系統將會使ATAGO這一品牌進一步發揚光大。

我們有理由相信 "MASTER 大師" 系列的優異品質將超乎您的想象。



 **ATAGO CO., LTD.**

總部 105-0011 東京都港区芝公園2-6-3  
The Front Tower Shiba Koen 23樓  
電話:03-3431-1943 傳真:03-3431-1945  
<http://www.atago.net/> [eigy@atago.net](mailto:eigy@atago.net)